

# 外泌体提取试剂盒 (植物组织)

Cat NO: IME-I005

## 产品描述

外泌体是细胞分泌的含有 RNA 和蛋白质的囊泡 (30-200 nm)，在体液中大量存在，包括血液、唾液、尿液和母乳等。外泌体在细胞间充当信使，运送货物特异性使其具有不同的功能。然而，外泌体的形成、货物的分选方式以及它们参与的生物途径仍未完全研究清楚。外泌体研究需要分离得到完整的外泌体，当前超速离心是分离的金标准，但这需要昂贵的设备。

本试剂盒提供了一种分离纯化植物组织中的外泌体的简单可靠的方法。通过促进不易溶解的组分 (即外泌体) 从溶液中沉淀，操作简单，结果重复性好，杂蛋白含量少，只需普通离心机就可以分离得到较纯的完整外泌体，可用于电镜粒径分析，RNA 和蛋白分析，以及细胞和动物实验等。

## 适用范围

本说明书适用于从植物组织中纯化外泌体，请严格参照说明书操作。本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及商业用途！

## 运输和存储条件

- (1) 运输条件: Solution A3 冰袋运输，其他组分常温运输，国内现货 2~3 天即可送达。
- (2) 储存条件: Solution A3 存储于-20℃，其他组分常温储存。

## 产品组成信息

表 1. 试剂盒组成信息

产品货号	产品名称	产品规格	储存
IME-I005M	Solution A3	1 mL	-20 摄氏度，2 年
	Exosome Concentration Solution	120 mL	常温，2 年
	Exosome Purification	20 Tubes	



	Filter		
--	--------	--	--

## 自备材料

冷冻高速离心机，榨汁机，医用纱布，50 mL 离心管，1.5 mL 离心管，1×PBS 缓冲液（无菌）。

## 操作流程

样品预处理（植物）

1、取植物样本，用纯净水洗净，称重 5g，加入 15~20ml PBS（按重量 1: 3 比例加入），然后用榨汁机榨汁后，通过医用纱布过滤汁液，汁液中加入 1mL Solution A3 处理，于摇床中放置约 18h 去除胶质。

2、于 4℃ 下 1000 g 离心 10min，以去除组织碎片，取上清到新的离心管中，于 4℃ 下 3000 g 离心 30min，弃沉淀，取上清。

3、10000g，4℃，离心 30min，弃沉淀，取上清。

4、（可选）如果有 0.22μm 过滤装置，可进行过滤以进一步去除大囊泡。

外泌体提取：

1、在处理后的离心上清液中按 4: 1 加入 Exosome Concentration Solution（ECS），如 20mL 上清液加入 5 mL 的 ECS。（注意：使用前上下颠倒 5-6 次混匀）

2、通过涡旋震荡器混匀 1min 或上下倒置 10-12 次，直到溶液均匀。

3、将样品在 4℃ 孵育 8h 以上（增加静置时间可提高外泌体得率，但不可超过 24 h）。

4、孵育后，将样品以 10000g 离心室温下 60min，移液吸出上清液并丢弃，倒置离心管晾干 2min。

（注：如果使用的是定角转子，沉淀分布在离心管外侧整个侧面）。

5、将试管以 10000g 离心 2min，弃去上清，至无任何残留液体。

6、取适量 1×PBS 重悬外泌体（建议每 20 mL 上清用 200 μL 左右 1×PBS 重悬）。

7、将收获的外泌体颗粒粗品转入 Exosome Purification Filter（EPF 柱）上室中，于 4℃ 以 3000 g 离心 10 min，离心后收集 EPF 柱管底的液体，此液体即为纯化后的外泌体颗粒（注：EPF 柱不可重复使用）。

8、纯化后的外泌体以合适体积进行分装冻存于 -80℃ 低温冰箱中，以备后续实验使用。



## 注意事项

- (1) 使用前请仔细阅读说明书，建议严格参照本说明书进行纯化外泌体操作。若需技术支持，欢迎随时致电。
- (2) 操作过程中需使用**无菌**器材和试剂，避免外泌体样本被污染。
- (3) 孵育和离心步骤需在 4℃ 下进行，以保持外泌体的稳定性。
- (4) 提取的外泌体可重悬于 PBS 中，分装后于 -80℃ 保存，避免反复冻融。

## 常见问题

- (1) 提取的外泌体如何保存？

短时间内使用，可在 2~8℃ 短暂保存 1~2 天，若长时间保存，建议放在 -80℃ 冰箱中，避免反复冻融。此外，可使用商业化的外泌体储存试剂，进一步保护外泌体。

- (2) 重悬的外泌体颗粒不能通过或部分通过纯化柱，如何处理？

当提取的外泌体含有较多的污染蛋白质，离心经过纯化柱时可能会堵塞滤膜，因此，重悬时需要多次吹打，彻底溶解沉淀，然后在经过纯化柱纯化。

- (3) 如何鉴定提取的外泌体？

一般确定外泌体一般需要三个条件：电镜形态观察，颗粒粒径测定和蛋白标志物检测（Western Blot 检测 CD9、CD63 以及 CD81 任意两个表达阳性；Alix、Tsg101 任意一个表达阳性；Calnexin、histone 3 以及 GM130 任意一个表达阴性）。

